

LIFE-BASE*Nosná báze*

Transportní ventilátory (MEDUMAT Standard, MEDUMAT Standard 'a', MEDUMAT Basic p), přídatné moduly a jiné příslušenství potřebné při respiraci během transportu jsou nabízeny v kombinaci s osvědčenými nosnými bázemi, které jsou ve čtyřech variantách:

- LIFE-BASE Mini II
- LIFE-BASE II
- LIFE-BASE III
- LIFE-BASE III MANV
- LIFE-BASE Micro

Do **LIFE-BASE** (kromě LIFE-BASE Micro) lze přidat kapnometr či pulsní oxymetr.

LIFE-BASE jsou určeny pro stabilní (nepřenosné) či přenosné užití. Mohou být snadno sejmuty ze svého nástěnného držáku, který může být napevno nainstalován např. v záchranném voze, a použity na jiných místech – při transportu pacienta je možno je zavěsit po straně postele.

LIFE-BASE Mini II a **LIFE-BASE II** jsou vybaveny vyjmutelnými brašnami na příslušenství používané při transportech jako např. léky, hadice, respirační či inhalační masky.

LIFE-BASE II též obsahuje ochrannou brašnu na konzumní náklad.

LIFE-BASE Micro je nejmenší ze všech bází. Je určena pro uživatele, kteří používají kyslíkovou láhev odděleně.

LIFE-BASE III MANV jsou určeny pro použití při hromadných neštěstích. Je možno na ně připojit až 4 pacienty najednou (inhalační modul – 1 výstup, kyslíková armatura – 3 výstupy).