

MODULÁRNÍ SYSTÉM

Modulární systém se skládá ze čtyř jednotlivých modulů pro:

- kyslíkovou inhalaci – modul kyslíkové inhalace,
- sání – modul sání,
- kombinaci kyslíkové inhalace a sání – modul kombi,
- rozhraní pro připojení ostatních systémů – modul interface.

Všechny moduly jsou kompatibilní s ventilátory MEDUMAT, ke kterým mohou být připojeny ze strany.

Moduly je možno zabudovat do libovolné LIFE-BASE (kromě LIFE-BASE Micro) pro mobilní používání, nebo mohou být napenno nainstalovány do záchranných vozidel.