

MODUL CPAP

Pro bezpečnou a vysoce efektivní CPAP terapii

Včasná přednemocniční použití CPAP terapie (CPAP = kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách), např. při pulmonálním edému, vede k bezprostřednímu zvýšení přijímání kyslíku. Tato terapeutická metoda vypuzuje tekutiny z plicních laloků a znovu otevírá kolabující plicní sklípky. S pomocí modulu CPAP může u pacientů rychle a bezpečně poskytnout tuto neinvazivní léčbu. Modul CPAP využívá pro napájení, správu a monitorování ventil CPAP Boussignac.



MODUL CPAP, WM 29100



Jednorázová CPAP/NIV maska s CPAP ventilem a hadicí

Výhody modulu CPAP

- Díky jednoduchosti, bezpečnosti a robustnosti je modul ideální pro použití v přednemocniční péči.
- Okamžitě připravený pro provoz.
- Nastavení a monitorování CPAP terapie v jednoduchém přístroji.
- Snadné a bezpečné nastavení bez potřeby dalšího vybavení.
- Modul CPAP je zabudován do nosné jednotky LIFE-BASE a proto je vždy v případě potřeby po ruce.
- Díky dvoumetrové hadici je CPAP terapie možná při každé situaci.
- Napájení kyslíkem přes rychlospojku typu Walther nebo AGA. Volitelně dostupné s typem bajonet (AFNOR).

Maximální komfort terapie

- Díky otevřenému ventilu vysoká snášenlivost pacienta.
- Individuální nastavení CPAP tlaku, tlak se nastavuje plynule.
- Vysoká stabilita tlaku v celém rozsahu terapie.
- Technologie konstantního průtoku zajišťuje takřka vždy 100% kyslík.

Možnosti kombinací na nosné jednotce LIFE-BASE

LIFE-BASE mini II

s ventilátorem
MEDUMAT Standard
a MODULEM CPAP
WM 9121



LIFE-BASE III

s ventilátorem
MEDUMAT Standard
a MODULEM CPAP
WM 8251



MODUL CPAP



Vybrané příslušenství

- Sada CPAP Boussignac pro MODUL CPAP**
Jednorázová, 10 kusů **WM 15638**
Jednorázová, 20 kusů **WM 15643**
Jednorázová, 30 kusů **WM 15644**
- Jednorázová CPAP/NIV maska se vzduchovým polštářem**
s kroukem pro upevnění k hlavě
Velikost S (dětská) **WM 20703**
Velikost M (dospělá) **WM 20704**
Velikost L (dospělá velká) **WM 20705**
- Sada jednorázových CPAP/NIV masek se vzduchovým polštářem WM 15707**
skládá se:
- Maska vel. S, vel. M a vel. L s kroukem pro upevnění k hlavě
- Fixační popruh pro upevnění masky k hlavě
- Znovupoužitelná silikonová CPAP/NIV maska**
Velikost S (dětská) **WM 20713**
Velikost M (dospělá) **WM 20714**
Velikost L (dospělá velká) **WM 20715**
- Sada znovupoužitelných silikonových CPAP/NIV masek** **WM 15707**
skládá se:
- Maska vel. S, vel. M a vel. L
- Kroukem pro upevnění k hlavě
- Fixační popruh na upevnění masky k hlavě
- Fixační popruh** **WM 20702**
- Kroukem pro upevnění k hlavě** **WM 20701**

Naši kompletní nabídku prostředků pro urgentní medicínu naleznete na www.mediprax.cz nebo www.weinmann.de

Technické údaje modulu CPAP

Třída produktu dle 93/42/EEC:	Ila	Spotřeba kyslíku:	při 5 hPa cca 20 l/min* při 7,5 hPa cca 26 l/min* při 10 hPa cca 32 l/min*
Splňuje normy:	DIN EN 1789	Provozní plyn:	medicínalní kyslík
Přesnost zobrazení:	třída 1,6	Provozní tlak:	2,7 a 6 barů*
Rozměry:	100 x 130 x 90 mm	Teplota	
Hmotnost:	0,9 kg	- provozní:	-18°C a +60°C
Rozpětí CPAP tlaku:	0 - 15 mbar*	- skladovací:	-40°C a +70°C
Procento vdechovaného kyslíku:	100%	Tlaková připojení	
Dávkování kyslíku:	pozvolna nastavitelné od 0 do cca 43 l/min	- na straně:	závit (sameček) G3/8"; na pořádkání NIST adaptér rychlospojka kyslík, typ Walther nebo AGA (na pořádkání bajonet AFNOR)
		- ze předu:	

* 1 mbar = 1 hPa